

Acta de Medicoquirúrgico
17 de abril de 2008

Hoy 17 de abril de 2008 siendo la 10:00 a. m., luego de haber esperado a las empresas participantes que por segunda vez se convoca para esta homologación, en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Sub-comité de Medicoquirúrgico representado por la Licda. Marianela de Gotti, Coordinadora del Sub-comité de Medicoquirúrgico, la Licda. Monique de Bonilla, del Instituto Oncológico Nacional, Licda. Ana Ramos, de la Caja de Seguro Social, Licda. Enia Cárdenas de la Región de Pmá. Oeste representando al Minsa, la Licda. Aurelia de Castro del Hospital del Niño la Licda. Xenia Pryce, enfermera del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, la Licda. Ana de Suira del Instituto Nal. De Salud Mental, , la Licda. Mirna de Olivo del Hospital Integrado San Miguel Arcángel, la participación del Dr. Elías Bodden del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Metropolitano y los siguientes proveedores: Rosa Sánchez y Juan González de Kendall, S. A., Yeira Wong de Bormédica Corporation y Nuria de Domínguez de Pharma Trade & Service, S. A. se reúnen para la homologación de las **Sondas Vesicales**.

SE ELIMINAN LOS PRODUCTOS DEL N°1 AL 5, YA QUE LA TENDENCIA MUNDIAL DE ELIMINAR EL LATEX SIMPLE POR EL RIESGO DE COMPLICACIONES EN EL PACIENTE POR EL TIPO DE MATERIAL QUE ES POROSO.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO: ~~SONDA DE LÁTEX SIMPLE, 2 VÍAS CON BALÓN DE 3CC/ML~~

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril desechable de acabado liso, balón de 3cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR:~~

~~6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR~~

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACION:

~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

2. NOMBRE DEL PRODUCTO:

~~SONDA DE LÁTEX SIMPLE, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML~~

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR:~~

~~6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR, 28FR, 30FR.~~

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACION:

~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

3. NOMBRE DEL PRODUCTO:

~~SONDA DE LÁTEX SIMPLE, 2 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML~~

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril desechable de acabado liso, balón de 30cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR: 1~~

-

~~2FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR~~

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACION:

~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

4. NOMBRE DEL PRODUCTO:

~~SONDA DE LÁTEX SIMPLE, 3 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML~~

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR:~~

~~10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR~~

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACION:

~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

5. NOMBRE DEL PRODUCTO:

~~SONDA DE LÁTEX SIMPLE, 3 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML~~

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril desechable de acabado liso, balón de 30cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR:~~

~~12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR~~

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACION:

~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

6. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 2 VÍAS CON BALÓN DE 3CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 3cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

6FR **se mantiene la Ficha Técnica 52567**

8FR, 10FR, **se mantiene la Ficha Técnica 52389**

~~12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR~~

PRESENTACION: **Caja mínima por de 10 unidades**

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de Acta de medicquirúrgico del 17 de abril de 2008.

aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

7. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

~~6FR, 8FR, 10FR,~~

12FR, **se mantiene la ficha técnica 52154**

14FR, **se mantiene la ficha técnica 52391**

16FR, **se mantiene la ficha técnica 52155**

18FR, **se mantiene la ficha técnica 52157**

20FR, **se mantiene la ficha técnica 33614**

22FR, **se mantiene la ficha técnica 52159**

24FR, **se mantiene la ficha técnica 52160**

26FR, **se mantiene la ficha técnica 22506**

28FR, se mantiene la ficha técnica 52946

PRESENTACION: **Caja mínima por de 10 unidades**

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989.

8. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 2 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 30cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

~~12FR, 14FR, 16FR,~~

18-20 FR, **se mantiene la ficha técnica 26483**

22FR, **se mantiene la ficha técnica 52163**

24FR, **se mantiene la ficha técnica 52164**

26FR, **se mantiene la ficha técnica 52505**

28FR, se mantiene la ficha técnica 52506

PRESENTACION: **Caja mínima por de 10 unidades**

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

9. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 3 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

~~12FR,14FR~~, 16FR **Se asigna la ficha técnica 53258**

PRESENTACION: **Caja mínima** ~~per~~ **de 10 unidades**

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989.

10. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 3 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 30cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

~~12FR,14FR,16FR~~, 18FR,20FR,22FR, 24FR,26FR

PRESENTACION: **Caja mínima** ~~per~~ **de 10 unidades**

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

11. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, 2 VÍAS CON BALÓN DE 3CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable silicón 100% de acabado liso, balón de 3cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

6FR,8FR, 10FR, **se mantiene la ficha técnica 25086**

~~12FR, 14FR,16FR~~

PRESENTACION: **Caja mínima** ~~per~~ **de 10 unidades**

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con Acta de medicoquirúrgico del 17 de abril de 2008.

estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

12. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable silicón 100% de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

~~6FR, 8FR, 10FR,~~
12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR

PRESENTACION: **Caja mínima de 10 unidades**

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

13. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, 2 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable silicón 100% de acabado liso, balón de 30cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

~~12FR, 14FR, 16FR,~~
18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR

PRESENTACION: **Caja mínima de 10 unidades**

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

14. NOMBRE DEL PRODUCTO:

~~SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, 3 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML~~

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril desechable silicón 100% de acabado liso, balón de 5cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR:~~

~~12FR, 14FR, 16FR~~

~~**PRESENTACION:** Caja mínima por de 10 unidades~~

Acta de medicoquirúrgico del 17 de abril de 2008.

OBSERVACION:

~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

15. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, 3 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable silicón 100% de acabado liso, balón de 30cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

~~12FR, 14FR, 16FR,~~

18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

16- NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, REVESTIDA EN HIDROGEL DE PLATA DE 3 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril, desechable, silicón 100% de acabado liso, con hidrogel que libera iones de plata. Adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, **no debe usar aguja**), válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

DE 20 a 24FR

PRESENTACION: Caja mínima ~~per~~ de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

17. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA LISA DE CAUCHO BLANDO ROJO, PARA CATETERISMO VESICAL

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable, extremo distal en embudo y en el extremo proximal con 2 orificio opuesto, punta roma (redonda), longitud de 40cm a 42cm.

Acta de medicoquirúrgico del 17 de abril de 2008.

En los siguientes tamaños de FR:

6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR.

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989.

18. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA LISA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), PARA CATETERISMO VESICAL

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable, transparente para cateterismo vesical, extremo distal en embudo y en el extremo proximal con 2 orificio opuesto, punta roma (redonda), longitud de 40cm a 42cm.

En los siguientes tamaños de FR:

6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR y 24FR.

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989.

19. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA MALECOT DE LATEX

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable, color ámbar, extremo distal en embudo y en el extremo proximal con 4 orificios, punta roma (redonda), longitud mínima de 35cm (14´´)

En los siguientes tamaños de FR:

18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR, 28FR, 30FR, 32FR,

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. La institución solicitará el tamaño requerido.

Los productos de los renglones del 20 al 23 se eliminan, existen en el mercado, sin embargo las sondas de latex recubiertas de silicón y las de silicón 100% son las que se utilizan en las diferentes instituciones.

20. NOMBRE DEL PRODUCTO:

~~SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON POLIMERO, 2 VÍAS CON BALÓN DE~~

Acta de medicoquirúrgico del 17 de abril de 2008.

5CC/ML

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR:-~~

~~6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR~~

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACION:

~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

21. NOMBRE DEL PRODUCTO:-

~~SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON POLIMERO, 2 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML~~

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril desechable de acabado liso, balón de 30cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR:-~~

~~12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR~~

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACION:

~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

22. NOMBRE DEL PRODUCTO:-

~~SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON POLIMERO, 3 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML~~

DESCRIPCIÓN:

~~Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR:-~~

~~12FR, 14FR, 16FR~~

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACION:

~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con~~

~~estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

23. NOMBRE DEL PRODUCTO:
~~SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON POLIMERO, 3 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML~~

DESCRIPCIÓN:
~~Estéril desechable de acabado liso, balón de 30cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)~~

~~En los siguientes tamaños de FR:~~

~~12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR~~

PRESENTACION: por unidad

OBSERVACION:
~~Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM F623-1989.~~

Siendo las 12:20 md se firma la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN