

Acta N° 7 de Medicoquirúrgico
15 de Mayo de 2008

Hoy 15 de mayo de 2008, siendo la 9:30 a. m., en el Comité Técnico Nacional Interinstitucional, se reúne el Sub-comité de Medicoquirúrgico representado por la Licda Marianela de Gotti, Coordinadora del Sub-comité de Medicoquirúrgico, Licda Enia Cárdenas de la Región de Pmá. Oeste representando al Minsa, la Licda. Aurelia de Castro del Hospital del Niño la Licda. Xenia Pryce, enfermera del Depto. de Tecnología Sanitaria de la Caja de Seguro Social, la Licda. Ana de Suira del Instituto Nal. De Salud Mental, la Licda. Mirna de Olivo del Hospital Integrado San Miguel Arcángel, Licda. Argelia De León del Hospital Larga Estancia, Licda. Cristina Alain del DIDTS, y los siguientes proveedores: Rosa Sánchez y Juan González de Kendall, S. A., Nuria de Domínguez de Pharma Trade & Service, S. A. se reúnen para la homologación de las **Sondas Vesicales**. Uretrales

1. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 2 VÍAS CON BALÓN DE 3CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 3cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de 6FR, 8FR, 10FR **ficha técnica 52389:**

~~6FR, se mantiene la Ficha Técnica 52567~~

~~8FR, 10FR, se mantiene la Ficha Técnica 52389~~

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, número de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

2. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 al 28FR **con ficha técnica 23448**

~~12FR, se mantiene la ficha técnica 52154~~

~~14FR, se mantiene la ficha técnica 52391~~

~~16FR, se mantiene la ficha técnica 52155~~

~~18FR, se mantiene la ficha técnica 52157~~

~~20FR, se mantiene la ficha técnica 33614~~

~~22FR, se mantiene la ficha técnica 52159~~

~~24FR, se mantiene la ficha técnica 52160~~

~~26FR, se mantiene la ficha técnica 22506~~

~~28FR, se mantiene la ficha técnica 52946~~

Acta N° 7 de medicoquirúrgico del 15 de mayo de 2008.

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

3. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 2 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 30cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de 18, 20, 22, 24, 26, 28 FR **con ficha técnica 26483:**

~~18-20 FR, se mantiene la ficha técnica 26483~~

~~22FR, se mantiene la ficha técnica 52163~~

~~24FR, se mantiene la ficha técnica 52164~~

~~26FR, se mantiene la ficha técnica 52505~~

~~28FR, se mantiene la ficha técnica 52506~~

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

4. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 3 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 5cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de 16FR **se asigna la ficha técnica 53258**

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989.

5. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE LÁTEX RECUBIERTA CON SILICÓN, 3 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable de acabado liso, balón de 30cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR con ficha técnica **53290**

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

6. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, 2 VÍAS CON BALÓN DE 3CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable silicón 100% de acabado liso, balón de 3cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de FR:

6FR, 8FR, 10FR, **se mantiene la ficha técnica 25086**

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

7. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, 2 VÍAS CON BALÓN DE 5CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable silicón 100% de acabado liso, balón de 5cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR **con ficha técnica 23463**

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

8. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, 2 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable silicón 100% de acabado liso, balón de 30cc/ml de 2 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR con ficha técnica 26482

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

9. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, 3 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable silicón 100% de acabado liso, balón de 30cc/ml de 3 vías, adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja). Válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificio opuesto y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR con ficha técnica **53298**

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

10- NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA FOLEY DE SILICÓN 100%, REVESTIDA EN HIDROGEL DE PLATA DE 3 VÍAS CON BALÓN DE 30CC/ML

DESCRIPCIÓN:

Estéril, desechable, silicón 100% de acabado liso, con hidrogel que libera iones de plata. Adaptador luer (entrada universal para llenado y vaciado del balón, no debe usar aguja), válvula luer por un extremo, en el extremo proximal con 2 orificios opuestos y punta roma (redonda)

En los siguientes tamaños de 20FR, 22FR, 24FR **con ficha técnica 53156**

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño**

requerido.

11. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA LISA DE CAUCHO BLANDO ROJO, PARA CATETERISMO ~~VESICAL~~ URETRAL

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable, extremo distal en embudo y en el extremo proximal con 2 orificios opuestos, punta roma (redonda), longitud de 40cm a 42cm.

En los siguientes tamaños de 6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR con ficha técnica **22244**

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. La institución solicitará el tamaño requerido.

12. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA LISA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), PARA CATETERISMO ~~VESICAL~~ URETRAL

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable, transparente para cateterismo ~~vesical~~, uretral extremo distal en embudo y en el extremo proximal con 2 orificios opuestos, punta roma (redonda), longitud de 40cm a 42cm.

En los siguientes tamaños de FR: 6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR y 24FR con ficha técnica **23395**

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. La institución solicitará el tamaño requerido.

13. NOMBRE DEL PRODUCTO:

SONDA MALECOT DE LATEX

DESCRIPCIÓN:

Estéril desechable, color ámbar, extremo distal en embudo y en el extremo proximal con 4 orificios, punta roma (redonda), longitud mínima de 35cm (14´´)

En los siguientes tamaños de 18FR, 20FR, 22FR, 24FR, 26FR, 28FR, 30FR, 32FR con ficha técnica **22488**

PRESENTACION: Caja mínima de 10 unidades

OBSERVACION:

Almacenar en lugar fresco y seco (25° C). Debe traer impreso nombre del producto, calibre, volumen del globo, numero de lote, fecha de esterilización y vencimiento, país de origen. Libre de irregularidades e imperfecciones en su exterior e interior que puedan afectar su apariencia o su funcionamiento. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, etc.). Cumplir con estándares BS 1695 parte 1 1990, ASTM-F623-1989. **La institución solicitará el tamaño requerido.**

Siendo las 10:00 md se firma la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN