

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución: Caja de Seguro Social

Unidad Ejecutora: Ciudad de la Salud

Nombre del Director o Jefe de la Institución: Dr. Jorge Ng Chinkee

Nombre del Jefe del Servicio: Profesor Alejandro Vernaza

Nivel de Atención: Nivel III: Hospitales de Especialidades, Institutos

Clasificación de Nivel de Riesgo: C - Riesgo Alto moderado. Ventilador pulmonar, implantes ortopédicos

Subcomité: LABORATORIO

Tipo de Producto: Reactivos

Nombre Genérico: Kit de purificación automatizada de ADN en sangre completa

Descripción del Producto:

Kit de purificación automatizada de ADN a partir de sangre completa. Extrae ADN de 50 a 300 µl de sangre completa con un protocolo sencillo y sin intervención manual, proporciona altos rendimientos de ADN puro y amplificable a partir de sangre completa.

Especificaciones Técnicas

El kit de ADN sanguíneo que purifica las muestras utilizando una nueva partícula paramagnética, que proporciona una fase sólida móvil que optimiza la captura de muestras, el lavado y la purificación del ADN genómico. Esta partícula utiliza la unión de ácidos nucleicos basada en celulosa y proporciona una mayor capacidad de unión y un eluido más limpio que la purificación de ADN tradicional. Las muestras se procesan a través de una serie de lavados antes de que se eluya el ADN genómico.

2 × 1 ml de solución de proteinasa K (PK)

- 20 ml de tampón de lisis
- 48 cartuchos Maxwell® RSC
- 1 paquete de émbolo Maxwell® RSC (48 émbolos)
- 50 tubos de elución (0,5 ml)
- 20 ml de tampón de elución

Fecha de Expiración: 6 Meses

Presentación: KIT x 48 pruebas

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

Lugar:

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Almacenar a una temperatura entre +15 °C y +30 °C.

Correo:

al_ve_rnaza@hotmail.com

Teléfono:

6674-6668

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe
de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud