

Acta N° 35

Subcomité de Imaginología

Fecha: 09 de diciembre de 2009

Hora: 8:00 a. m.

Reunión Ordinaria

Participación: Dr. Israel Lara, Dra. Marisol Ng de Lee del Hospital Santo Tomas, Licda. Dixia Rivera del Instituto Oncológico Nacional, el Ing. Ricardo Soriano del Departamento de Evaluación y Gestión de Tecnología Sanitaria de la C.S.S.

Se da lectura y revisión del orden del día

1. Se reviso la nota DG-ION-0819-12-09 del 03 de diciembre de 2009 del Instituto Oncológico Nacional, en la cual designan al Dr. Héctor Tapia y la Licda. Dixia Rivera para la depuración de las fichas técnicas.
2. Se reviso la nota 1381/DIDTS/DGS del 04 de diciembre de 2009, enviada por el Dr. Aldo Ávila, relacionada con la ficha técnica 81047, el subcomité reviso la misma y según los parámetros establecidos en la ficha el generador en consulta no alcanza el máximo (4.0 curies) de la capacidad que puede requerir la institución según sus necesidades.

Homologaciones: no hubo

Asuntos Varios:

- a. El subcomité para el próximo miércoles revisaran las fichas técnicas de Radiología Intervencionista.
- b. Pendiente la revisión de los Negatoscopios ya que deben ser discutidos por el subcomité y clasificarlos en accesorios
- c. Se inicia con la revisión de las siguientes fichas técnicas de acuerdo a la Depuración establecida hasta el 31 de diciembre:
 1. Se eliminara la ficha técnica 80581 del equipo Adaptador de Biopsia de Ultrasonido
 2. Se eliminara la ficha técnica 81424 del equipo Aparato de prueba de constancia en aceleradores lineales
 3. Se eliminara la ficha técnica 80990 del equipo de Rayos X portátil autónomo (Batería)
 4. Se eliminara la ficha técnica 81143 del equipo de Rayos X portátil motorizado con batería (potencia media)
 5. Se eliminara la ficha técnica 80633 del equipo de Radiación con mesa elevable, para uso en cuarto de urgencia.
 6. Se eliminara la ficha técnica 80650 del equipo de Fluoro Radiodiagnóstico monofasico de alta frecuencia 90/15°
 7. Se eliminara la ficha técnica 80589 del equipo Radiográfico convencional, con mesa fija, bucky angulable
 8. Se eliminara la ficha técnica 81211 del equipo de Estación de trabajo para post-procesado homologado el 21-01-06
 9. Se eliminara la ficha técnica 80601 del equipo Estativo de pared angulable
 10. Se eliminara la ficha técnica 80574 del equipo Gabinete para insumos de mamografía
 11. Se eliminara la ficha técnica 80600 del equipo Gabinete porta placa radiográfica
 12. Se eliminara la ficha técnica 80624 del equipo Carretilla tipo súper mercado
 13. Se eliminara la ficha técnica 80859 del equipo Generador inversor (mamografía)
 14. Se eliminara la ficha técnica 80604 del equipo Inyector automático de contraste endovenoso
 15. Se eliminara la ficha técnica 81166 del equipo Inyector para resonancia magnética homologado el 09-11-05
 16. Se eliminara la ficha técnica 81284 del Kit de calibración y garantía de calidad para rayos x con software de garantía de calidad incluido (ultima versión) homologado el 25-10-06

17. Se eliminara la ficha técnica 80605 del equipo Mesa basculable cielitico
18. Se eliminara la ficha técnica 81254 del equipo Monitor para equipo de tomografía computarizada.
19. Se eliminara la ficha técnica 81282 del equipo Monitores de área de radiación de área homologado el 25-10- 06
20. Se eliminara la ficha técnica 80575 de Parrilla antidifusora relación 10:1
21. Se eliminara la ficha técnica 80572 del equipo Sujetador vertical de cassettes
22. Se eliminara la ficha técnica 80852 del Suministro de piezas para reparación de equipos de sistemas de arco en c
23. Se eliminara la ficha técnica 80573 del equipo Tabla transportadora de paciente de camilla a camilla
24. Se eliminara la ficha técnica 80975 del equipo Tomógrafo helicoidal de 4 cortes o mas
25. Se eliminara la ficha técnica 80675 del equipo Tomógrafo helicoidal de cuerpo entero cortes simple
26. Se eliminara la ficha técnica 80667 del equipo Transductor endovaginal de 6 MHZ
27. Se eliminara la ficha técnica 80660 del equipo Transductor sectorial de 7.5 MHZ para equipo de ultrasonido
28. Se eliminara la ficha técnica 80666 del equipo Transcriptor de informe o dictáfono para micrograbadora de dos velocidades
29. Se eliminara la ficha técnica 80662 del equipo Transductor convexo electrónico de 3.75 MHZ para equipo de ultrasonido
30. Se eliminara la ficha técnica 80665 del equipo Transductor sectorial de 3.5 MHZ para equipo de ultrasonido
31. Se eliminara la ficha técnica 80661 del equipo Transductor sectorial lineal electrónico de 7.5 MHZ
32. Se eliminara la ficha técnica 80655 del equipo Transductor tipo lápiz para doppler continuo de 5 MHZ
33. Se eliminara la ficha técnica 81081 del equipo Tubo de rayos x (tomografía)
34. Se eliminara la ficha técnica 80858 del equipo Tubo de RX (mamografía)
35. Se eliminara la ficha técnica 80642 del equipo Arco en C monofasico
36. Se eliminara la ficha técnica 81211 del equipo Estación de trabajo para post-procesado homologado el 24-01-06
37. Se eliminara la ficha técnica 80978 del equipo Impresora en seco de 100
38. Se eliminara la ficha técnica 80977 del equipo Impresora en seco de 50
39. Se eliminara la ficha técnica 80680 del equipo Procesadora automática de película radiografía
40. Se eliminara la ficha técnica 80842 del equipo Procesadora automática de película radiográfica

Se realizaran correcciones a las siguientes fichas técnicas:

1. En la ficha técnica 81396 del equipo Angiografo FDP multidisciplinario, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 06-08-07, a su vez se le debe corregir la ortografía.
2. En la ficha técnica 81419 del equipo Calefactor para moldeamiento de accesorios para inmovilización de pacientes, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 23-03-08, a su vez indicar que no requiere de criterio técnico.
3. En la ficha técnica 80613 del equipo Camilla de ultrasonido de multipropósito, con estribo, se le debe corregir la ortografía.
4. En la ficha técnica 81160 del equipo Camilla de Ultrasonido Fija, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 31-08-05, a su vez eliminar “De material resistente y anticorrosivo”
5. En la ficha técnica 81430 del equipo de Rayos X portátil motorizado con batería (potencia alta), se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 30-04-07 y Modificado el 07-05-08.
6. En la ficha técnica 81430 del equipo de Rayos X portátil motorizado con batería (potencia Baja), se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 30-04-07 y Modificado el 07-05-08.
7. En la ficha técnica 81161 del equipo Camilla de Ultrasonido Fija Semi-motorizada, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 31-08-05, a su vez eliminar “(Semi-eléctrica) de material resistente y anticorrosivo”
8. En la ficha técnica 81162 del equipo Camilla de Ultrasonido móvil Semi-motorizada, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 31-08-05, a su vez eliminar “(Semi-eléctrica) de material resistente y anticorrosivo”

9. En la ficha técnica 81159 del equipo Camilla de Ultrasonido móvil totalmente motorizada, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 31-08-05 y el 18-04-07, a su vez eliminar “de material resistente y anticorrosivo”
10. En la ficha técnica 81427 del equipo Colimador Multi-hojas, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 09-04-08, a su vez corregir la ortografía.
11. En la ficha técnica 81283 del equipo Detector de Radiación, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 25-10-06.
12. En la ficha técnica 81357 del equipo de Fibrinolisis mecánica, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 06-06-07.
13. En la ficha técnica 81402 del equipo de Radiográfico básico para la toma de radiografías pulmonares, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 10-10-07.
14. En la ficha técnica 81155 del equipo de Inyector automático de contraste cielítico, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 31-08-05, a su vez corregir la ortografía.
15. En la ficha técnica 81421 del equipo Láser de 5 Haces, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 26-03-08.
16. En la ficha técnica 81420 del equipo Láser de posicionamiento, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 26-03-08.
17. En la ficha técnica 81157 del equipo Procesadora para placas mamográficas, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 17-08-05 y modificada el 05-12-08.
18. En la ficha técnica 81156 del equipo Procesadora para placas radiográficas convencionales, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 17-08-05.
19. En la ficha técnica 81286 del equipo Impresora térmica blanco/negro videográfica, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 25-10-06, a su vez corregir la ortografía.
20. En la ficha técnica 81281 del equipo Maniquí para pruebas de control de calidad, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 25-10-06.
21. En la ficha técnica 81252 del equipo Monitor para equipo de tomografía computarizada, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 08-09-06, a su vez eliminar “la institución indicará el modelo del equipo para....”.
- 22.** En la ficha técnica 81422 del equipo Plomada láser, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 20-03-08.
23. En la ficha técnica 81170 del equipo Resonancia Magnética, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 26-01-06.
24. En la ficha técnica 81179 del equipo Tomografía computada multicorte de 16 cortes, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 15-02-06.
25. En la ficha técnica 81188 del equipo Unidad lineal array (arreglo lineal) de cámara de ionización, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 27-03-06.
26. En la ficha técnica 81230 del equipo Radiográfico y fluoroscopia digital se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 28-06-06 y modificado el 23-07-08.
27. En la ficha técnica 81151 del equipo Radiográfico básico #1, se le debe eliminar y colocar en otro renglón la frase “Homologado el 17-08-05 y revisado el 24-08-05 y modificado el 18-04-07.
28. En la ficha técnica 100420 se le debe agregar un punto 5.2 que debe indicar: Con pantalla centelleante de yoduro de cesio, se debe revisar los puntos 3.5.2, 3.8, 5.2, 5.2.1, 5.2.7, 5-2-7-1. **Este cambio se debe establecer para enero de 2010, después de la revisión de las especificaciones**
29. En la ficha técnica 100458 se le debe agregar un punto 4.3 que debe indicar: Con pantalla centelleante de yoduro de cesio, se debe cambiar en 1.2 potencia de 12 KW o mayor a 10 KW o mayor. **Este cambio se debe establecer para enero de 2010, después de la revisión de las especificaciones.**

Observación:

A todos los equipos que cuentan en las observaciones con la frase: “Documentos para revisar los expedientes, etc. se le debe eliminar ya que el subcomité no solicita estos documentos.

A su vez a los equipos que se mantienen sin cambios se deberán clasificar y colocar si requieren criterio técnico, etc, para que el sistema los refleje como trabajadas.

Siendo las 11:30 a. m. se firma la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN