

Acta N° 51
Subcomité de Laboratorio

Fecha: 31 de agosto de 2010

Hora: 11:00 a. m.

Reunión Extraordinaria

Miembros participantes:

Licda. Erika Cano Mendoza del Ministerio de Salud

Licdo. Francisco Marriaga del Complejo Hospitalario Metropolitano

Licdo. Gustavo Ruiz de la Caja de Seguro Social

Miembros Invitados:

Siendo las 11:00 a.m., el Subcomité de Laboratorio conjuntamente con los especialistas Dra. Gladys Cossio y la Licda. Cynthia Cepeda del Hospital del Niño y el proveedor Benedicto Murgas de Inmunolab Panamá, se presentaron para la homologación del equipo portátil para la determinación de hemoglobina.

Los miembros presentes en la reunión, decidieron utilizar la Ficha Técnica N° 61172 de la Base de Datos, debido a que la descripción detallada en la solicitud de la unidad solicitante coincidían con las detalladas en la ficha.

~~FOTOMETRO~~ EQUIPO PORTATIL PAR LA DETERMINACION DE
HEMOGLOBINA
FICHA TÉCNICA 61172

Descripción: Equipo portátil para la determinación de hemoglobina.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Equipo portátil.
2. Método de fotometría para la determinación de hemoglobina y/o con opción de calcular y desplegar valor estimado de hematocrito.
3. Pantalla LCD de fácil visualización de los resultados o pantalla LCD táctil.
4. Tipo de muestra: Capilar, venosa y arterial.
5. Capacidad de memoria con fecha y hora para 600 resultados mínimo.
6. Tiempo de Medición: 15 10 a 60 segundos ó menos
7. Auto calibración automática al encender el equipo.
8. Capacidad de alimentación por baterías recargables o no recargables y corriente eléctrica.
9. Corriente eléctrica 110 - 120 v / 60 HZ.
10. Rango de medición de 0 a 25.6 g /dl ó mayor
11. Incluya cubeta Para control de calidad.
12. Con capacidad de conexión a PC con impresora.

OBSERVACIÓN:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español, al momento de la entrega del equipo.
3. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada doce (12) meses y mantenimiento correctivo cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.
4. Brindar entrenamiento de operación de 2 horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo: asistentes de laboratorio y tecnólogos médicos.
5. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

Descripción: ~~Fotómetro utilizado para la medición de la hemoglobina y el hematocrito~~

Especificaciones:

- ~~1. Utilizado para medición calculada de la hemoglobina y el hematocrito~~
- ~~2. Utiliza una sola gota de sangre que se deposita en una micro cubeta~~
- ~~3. Cuenta con una pantalla interactiva donde muestra la hora, el menú y se observa el resultado en menos de un minuto~~
- ~~4. En la pantalla también puede observarse es status de la batería además de seleccionar el idioma~~
- ~~5. Cuenta con un deslizador para la microcubeta para que sea deslizada suavemente de la sangre dentro del aparato~~
- ~~6. Cuenta con batería recargable que puede usarse hasta por 100 horas~~
- ~~7. Cuenta con memoria para hasta 100 resultados~~

Accesorios

- ~~1. Microcubeta para la lectura de la hemoglobina dentro del fotómetro.~~

Siendo las 12:00 md., se finaliza la reunión con la firma de la presente acta.

FIRMA	INSTITUCIÓN

Magíster Jackeline Sánchez
Secretaria Ejecutiva -CTNI